

TSA 荧光染料说明书

【产品名称】

TSA 荧光染料

【产品介绍】

名称	货号	储存条件	规格		
			20T	50T	100T
TSA 440	D110020	2-8°C	20μl	50μl	100μl
TSA 480	D110019	2-8°C	20μl	50μl	100μl
TSA 520	D110011	2-8°C	20μl	50μl	100μl
TSA 540	D110012	2-8°C	20μl	50μl	100μl
TSA 560	D110018	2-8°C	20μl	50μl	100μl
TSA 570	D110013	2-8°C	20μl	50μl	100μl
TSA 620	D110014	2-8°C	20μl	50μl	100μl
TSA 650	D110015	2-8°C	20μl	50μl	100μl
TSA 670	D110016	2-8°C	20μl	50μl	100μl
TSA 700	D110017	2-8°C	20μl	50μl	100μl
TSA 770	D110021	2-8°C	20μl	50μl	100μl
Smart 540	D110023	2-8°C	/	50μl	/
Smart 660	D110024	2-8°C	/	50μl	/
信号放大液	A10014	2-8°C	2ml	5ml	10ml

【产品简介】

TSA 荧光染料名	波长		稀释度	相似荧光染料
	激发 Excitation	发射 Emission		
TSA 440	362	436	1: 100-1: 200	AF350
TSA 480	440	480	1: 100-1: 1000	Polaris 480
TSA 520	488	519	1: 100-1: 1000	FITC/AF488/Opal520
TSA 540	517	539	1: 100-1: 1000	AF514/Opal540
TSA 560	543	560	1: 100-1: 1000	/
TSA 570	555	570	1: 100-1: 1000	Cy3/AF555/Opal570
TSA 620	594	615	1: 100-1: 1000	AF594/Opal620
TSA 650	633	655	1: 100-1: 1000	Opal650
TSA 670	650	670	1: 100-1: 1000	Cy5/AF647/Opal670
TSA 700	682	702	1: 100-1: 1000	Cy5.5/Opal690
TSA 770	740	770	1: 100-1: 1000	Polaris 780
Smart 540	405	540	1: 100	/
Smart 660	500	660	1: 100	/

【适用组织】

石蜡切片、冰冻切片

【染色方法】

具体实验操作参考媛禧生物多重荧光免疫组化染色试剂盒说明书；
可扫描二维码，关注公众号查询。

**【保存条件及有效期】**

存储温度为 2-8℃。有效期一年。

TSA 母液溶剂为 DMSO，请室温完全融化后使用。

【注意事项】

1. 开始实验前，应仔细阅读此说明书。
2. 本试剂只用于免疫组化，不做其他用途。
3. 应采用适当的防护措施，以避免试剂同皮肤和眼睛接触。如不慎接触到敏感区域，立即用大量清水冲洗。
4. 超过有效期的试剂活性可能降低，因此请在试剂有效期内使用。
5. 为了防止可能出现的假阴性、假阳性结果，实验过程中需有阳性对照及阴性对照同时进行。

【基本信息】

生产企业：上海媛禧生物科技有限公司

联系电话：021-58086682

官网：www.yuanxibio.cn

电子邮箱：info@yuanxibio.com

【说明书批准日期】

2022 年1月